

Belvèra

INNOVATIONS LABORATORY

Belvèra Exosome

Gelişmiş Eksozom Teknolojisi ile Güçlendirilmiş
Hücreyel Yenilenme Terapisi



Hikâyemiz

Belvèra Innovations Laboratory’de, bilim ve sanat, güzelliğin özünü yeniden tanımlamak için buluşuyor. Estetik tıbbi yükseltme vizyonu ile doğan laboratuvarımız, zamansız gençliği ve doğal zarafeti kutlayan yüksek performanslı çözümler üretiyor.

Titiz araştırmalar ve İtalyan uzmanlığıyla yönlendirilen her formülasyon, yenilik, hassasiyet ve ödünsüz kalite ürünü olarak ortaya çıkıyor. Estetik biliminin sınırlarını keşfederek, çarpıcı ve kalıcı dönüşüm sağlayan tedaviler geliştiriyoruz; her zaman güvenlik ve etkinliği önceliğimiz olarak tutuyoruz.

Belvèra, sadece bir laboratuvar değil; bir felsefedir. Her yenilik, profesyonellerin eşsiz sonuçlar elde etmesini sağlar; her detay, mükemmellik taahhüdümüzü yansıtır; güzellik ise yalnızca güçlendirilmez, en yüksek potansiyeline taşınır.

Kısa ömürlü trendlerin dünyasında, biz kalıcı çözümler yaratıyoruz – bilim, sanat ve tutkunun birleştiği yerde, estetik tıbbın geleceğini şekillendiriyoruz.

Belvèra Özel Teknolojisi – Pavia Üniversitesi Geliştirmesi


Soniklenmiş Hyaluronik Asit – Cilt Yenilenmesinde Yeni Bir Dönem

Belvèra’da, İtalyan uzmanlığı bilimsel inovasyonla buluşuyor. Patentli ultrasonik teknolojimizle üretilen çok ağırlıklı hyaluronik asit formülasyonumuz, cildi derinlemesine nemlendirir, dolgunlaştırır, dokuyu onarır ve iltihaplanmayı azaltır – etkisi derin, görünür ve uzun süreli sonuçlar sağlar.

Pavia Üniversitesi laboratuvar çalışmaları ile doğrulandı:

- IL-8 seviyesinde %51,84 azalma, güçlü anti-inflamatuar etkiyi gösterir.
- Yüzeyden derine yenileyici etki, nemlendirme, dolgunlaştırma ve doku onarımı sağlar.
- Estetik ve medikal uygulamalarla uyumluluk, geniş kullanım alanı ve güvenlik sunar.

Belvèra ile bilim, sanat ve inovasyon bir araya gelerek cilt kalitesini yükseltir ve modern estetik tıpta yeni standartlar belirler.



Temin & Seçim

Tamizlenebilirlik ve saflık garantisiyle, ABD sertifikalı çiftliklerden etik olarak temin edilir.

İzolasyon & Saflaştırma

FDA onaylı GMP tesisi içinde, gelişmiş nano saflaştırma yöntemi ile 1.9×10^{11} partikül/ml yoğunluğa ulaşır.

Karakterizasyon & Doğrulama

DNA ve genomik analizlerle, klinik olarak güvenli ve biyolojik performansın tutarlılığını garanti eder.

İtalyan Dönüşümü

İtalya’ya taşınarak Belvèra’nın gizemli rejeneratif formülasyonuna dönüştürülür, İtalyan ustalığı ile işlenir.

Mi-Exo™ by Belvèra

Sığır Sütünden Türetilmiş Eksozomlar

Dayanıklılık

Onarım

Yenilenme

Görünür yenilenme ve uzun süreli cilt sağlığı sunan yeni nesil eksozomlar.

Neden Mi-Exo Etkilidir?

- Hızlandırılmış rejenerasyon: Hücresel canlılıkta 12 kata kadar artış ve 4 kat daha hızlı hücre göçü; hızlı doku onarımı sağlar.¹
- Dermal yeniden yapılanma: Fibroblast aktivitesinde %136 artış (UV stresi altında dahi %109)—kolajen yenilenmesini destekler.²
- Matriks koruması: Mevcut kolajeni savunan %56,1 oranında MMP baskılanması.²
- Antioksidan savunma: UV kaynaklı ROS oluşumunu azaltarak DNA, protein ve lipid bütünlüğünü korur.²
- Bariyer bütünlüğü: Stratum corneum lipitlerini yeniden yapılandırarak dayanıklılığı ve nem dengesini güçlendirir.
- Ton mükemmelliği: UV kaynaklı melanojenезini inhibe ederek daha eşit ve aydınlık bir görünüm sağlar.²
- Saç & saç derisi etkinliği: Wnt/ β -katenin yolunu aktive ederek telogen→anajen geçişini hızlandırır; minoksidile benzer sonuçlar minimal inflamasyonla elde edilir.³

Gözlemlenecek Sonuçlar

- Daha pürüzsüz doku, azalmış ince çizgiler, daha sıkı his
- İşlem sonrası daha hızlı toparlanma; daha sakin ve daha az reaktif cilt
- Güçlü bariyer ve kalıcı nem; daha berrak ve aydınlık cilt tonu
- Daha dolgun saç görünümü ve konforlu saç derisi

İmza Sinerji

Belvèra Sonicated HA (patentli, çok ağırlıklı) + Mi-Exo =
Anında nem & dolgunluk + derin, sinyal odaklı rejenerasyon.



Bulgular in-vitro ve prelinik modellerden elde edilmiştir.

Ana kaynaklar: ¹Park 2024 (Preprint); ²Han 2022 (IJMS); ³Han 2022 (Frontiers) + Kim 2022; Qian & Han 2024; Valdez 2024; Hosseini 2024.

Belvèra Exosome Derma+

Cilt ve Saç Derisi İçin İleri Rejeneratif Kompleks



- Patentli Soniklenmiş HA (100 mg): Yoğun nem, elastikiyet, bariyer desteği
- Sığır Sütünden Türetilmiş Eksozomlar (Mi-Exo): Rejeneratif sinyal, kolajen desteği, yatıştırma; saç derisinde canlılık/Wnt yolu desteği
- 17 Amino Asit (75 mg): Matriks yapı taşları, NMF, doku iyileştirme
- Vitaminler B1/B2/B6: Enerji metabolizması, protein sentezi, stres dayanımı
- Antioksidanlar: ROS kontrolü, ton berraklığı, çevresel koruma.

Neden Etkilidir?

- Nemlendir & dolgunlaştır (100 mg Patentli HA): Çok ağırlıklı HA epidermisi yoğun nemle doldurur, bariyeri güçlendirir ve elastikiyeti artırır—rejenerasyon için ideal mikro-çevre oluşturur.
- Sinyal ver & yenile (Ultra saf Sığır Sütünden Türetilmiş Eksozomlar, Mi-Exo): Biyoaktif veziküller fibroblast, keratinosit ve dermal papillaya rejeneratif sinyaller taşır; kolajen/ elastin sentezini destekler, reaktiviteyi yatıştırır ve görünür toparlanmayı hızlandırır. Saç derisinde Wnt/ β -katenin aktivitesiyle telogen→anajen geçişini destekler.
- Matrisi yeniden inşa et (17 Amino Asit, 75 mg): Prolin, glisin, lizin, serin vb. kolajen ve Doğal Nemlendirici Faktör (NMF) için yapı taşlarını sağlar; doku ve sıkılık hissini iyileştirirken nem dengesini sürdürür.
- Hücrel metabolizmayı güçlendir (B1, B2, B6): ATP üretimini ve protein döngüsünü destekler; oksidatif/işlemsel stres altında dayanıklılığı artırır—daha pürüzsüz, daha güçlü görünen cilt ve daha konforlu saç derisi sağlar.
- Korum & aydınlat (Antioksidanlar): ROS'u nötralize ederek lipid, protein ve DNA'yı korur; berraklık ve ışıltıyı artırırken cilt-saç derisi ortamını yatıştırır.

Gözlemlenen Sonuçlar — Cilt

- Derin ve uzun süreli nem, anında rahatlama
- Daha pürüzsüz doku; ince çizgilerin yumuşaması
- Güçlü bariyer, daha eşit ve aydınlık ton
- İşlem sonrası daha hızlı toparlanma görünümü

Gözlemlenen Sonuçlar — Saç & Saç Derisi

- Daha sağlıklı görünen saç derisi; kuruluk/iritasyon hissinde azalma
- Folikül canlılığının ve telogen→anajen ilerlemesinin desteklenmesi
- Daha dolgun görünüm ve saç kalitesinde artış.

Anti-Aging Tedavi Protokolü

Zamanın izlerini hafifletmek ve cilt canlılığını yeniden kazandırmak için tasarlanmıştır.
Uygulama Aralığı : 2 haftada bir
Toplam : 4 seans

Skar(Yara izi)Tedavi Protokolü

Cilt dokusunu yeniden yapılandırır, iz görünümünü azaltır ve daha pürüzsüz bir doku sağlar.
Uygulama Aralığı : 3 haftada bir
Toplam : 6 seans

Leke Tedavi Protokolü

Cilt tonunu eşitler, melanin dengesini düzenler ve gözle görülür aydınlık sağlar.
Uygulama Aralığı : 2 haftada bir
Toplam : 4-6 seans

Önerilen Kullanım Protokolü (Suggested Protocol of Usage)

Ürün, mikroiğneleme (microneedling) cihazı ile topikal olarak uygulanabilir; bu yöntem kontrollü mikrokannallar oluşturarak transdermal geçişi ve biyoyararlanımı artırır.

- İğne derinliği, tedavi alanına göre ayarlanmalıdır: göz kapakları, alın ve boyun gibi hassas bölgelerde minimal, yanaklar ve geniş yüz alanlarında ise daha derin seviyeler tercih edilir.
- Uygulama, tedavi edilen bölgede homojen eritem oluşana kadar sürdürülür; bu, optimal cilt uyarımını gösterir.

Skar revizyonu için ürünün mikroiğneleme RF ile kombinasyonu önerilir; bu yaklaşım dermal yenilenmeyi güçlendirir ve doku homojenliğini artırır.

Protokol, aşağıdaki rejeneratif prosedürlerle güvenli entegre edilebilir:

- PRP (Platelet-Rich Plasma)
- Biyostimülatör veya hibrit dolgu uygulamaları
- Lazer resurfacing ve fraksiyonel radyofrekans
- Plexer veya termo-mekanik sistemler (ör. Tixel)
- Kimyasal peeling protokolleri

Ayrıntılı klinik uygulama teknikleri ve kişiye özel kombinasyon planlamaları için, uluslararası düzeyde tanınan uzmanlar ve sertifikalı master eğitimciler tarafından verilen resmi Belvèra Eğitim Workshop'larına katılımınızı öneririz.





Belvèra

INNOVATIONS LABORATORY

The Future of Beauty Crafted with Italian Expertise



www.belveralab.com